

Kiehl-RapiDés

Tekutý, rychle působí čistící prostředek s dezinfekčním účinkem

Vlastnosti

Čistící prostředek s dezinfekčním účinkem k přímému použití k dezinfekci beze zbytků a současněmu čištění všech oblastí, kde je požadována rychlá a zaručená mikrobiologická účinnost a krátká doba schnutí. Dezinfikované plochy se mohou ihned po uschnutí opět používat. Zbytky produktu jsou toxikologicky zanedbatelné. Přezkoušen dle EN 1276, EN 1650, EN 13697 a EN 14476, účinný proti bakteriím, plísním, houbám a virům. Složení Kiehl-RapiDés bez aldehydů, parfémů a barviv působí také proti problémovým zárodkům, jako např. salmonelám, listeriím, EHEC, MRSA. Zařazeno do seznamu dezinfekcí IHO.

Složení

Ve 100g je obsaženo: 50 g etanolu.
Hodnota pH (v koncentrátu): cca 7.

Oblast použití

K dezinfekci a současněmu čištění alkoholu odolných povrchů všeho druhu v nemocnicích, domovech důchodců, školách, mateřských školách apod. z nerezů, skla, hliníku, keramiky, alkoholu odolných umělých hmot, apod. Nepoužívat na akrylátové sklo, na laky a na plochy citlivé na alkohol.

Použití

Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušet snášenlivost materiálu.
Hrubé nečistoty je nutné předem odstranit.

Dezinfekční čištění:

Povrchy, nástroje, předměty zcela navlhčit neředěným produktem (např. 10 ml/m²).
Nechat uschnout nebo setřít jednorázovou utěrkou.



Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky.

zkušební kritéria	koncentrace	doba působení	účinný při 20°C a 10°C proti:
EN 1276 (baktericidní, se zatížením)	neředěný	1 minuta	pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus (včetně MRSA), escherichia coli, enterococcus hirae
EN 1650 (levurocidní, fungicidní, se zatížením)	neředěný	1 minuta	candida albicans, aspergillus niger
EN 13697 (baktericidní, levurocidní, s a bez zatížení, množstevní povrchová zkouška)	neředěný	1 minuta	pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus (včetně MRSA), escherichia coli, enterococcus hirae, candida albicans
salmonely, listerie	neředěný	1 minuta	salmonella enterica, listeria monocytogenes
EN 14476, DVV / RKI "omezené virucidní"	neředěný	30 sekund	BVDV, vaccinia virus
norovirus	neředěný	15 minut	murine norovirus

Viz také www.iho-viruzidie-liste.de a www.iho-desinfektionsmittelliste.de

Na základě rychlého dezinfekčního působení byl Kiehl-RapiDés přezkoušen dle nejnovějších evropských norem (EN).

Dezinfekční čištění

Spotřeba na m²

Čištění povrchů / dezinfikování: 10 ml

R 10 Hořlavý. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

S 07/09 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

Dezinfekční čistící prostředek používat bezpečně. Před použitím si přečíst bezpečnostní upozornění a technický informační list.

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1)!

Balení

6 x 750 ml postřikovací láhev v kartonu

výr. č. j 35 04 47

