

Tablefit

Čistící prostředek na umělé hmoty a psací stoly

Vlastnosti

Postřikovací intenzivní čistící prostředek s vysokým rozpustným efektem. Odstraňuje bez námahy těžko rozpustná znečištění z materiálů, které jsou odolné vůči rozpouštědlům. K běžnému každodennímu čištění povrchů postřikovacím způsobem doporučujeme použít Profless-konzentrát. Při práci Tablefit příjemně voní a je šetrný k pokožce.

Složení (podle 648/2004/ES)

Anionické tenzidy < 5%, vodou rozpustná rozpouštědla, vonné látky.
Hodnota pH koncentráту: cca 9.5

Oblast použití

Tablefit odstraňuje stopy po propisovacích tužkách, kopíracích, inkoustu a fixech i pevně držící zbytky etiket ze všech umělohmotných a umělou hmotou potažených ploch, které jsou odolné vůči rozpouštědlům, dále z nerezů, hliníku, eloxalu apod. Není vhodné na ABS plast, např. kryty telefonů, některé PC klávesnice, LCD displeje. Tyto plasty jsou většinou označeny vyraženou značkou „ABS“. Omylem nastříkané plochy tohoto druhu okamžitě setřít beze zbytku do sucha, aby se předešlo poškození materiálu.

Pozor! Laky citlivé na rozpouštědla (na vodní bázi), stejně jako ochranné ošetřující filmy by byly Tablefitem narušeny.

Použití

Před prvním použitím nejprve vyzkoušet na nenápadném místě odolnost materiálu.

Čištění povrchů:

Tablefit nastříkat na hadřík, tím odstranit znečištění na ploše a beze zbytku vytřít do sucha.

Vždy nastříkat na hadřík, nikdy ne na čistou plochu!

Postřikovací láhev je doplňovací z 5 litrového kanystru při použití plnicího kohoutu.

Za škody vzniklé nesprávným použitím a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky!



Ošetření kovu a nábytku

Spotřeba na m²

Čištění povrchů: 2 ml

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Balení

750 ml postřikovací doplňovací láhev / 6 ks v kartonu
5 litrů kanistr / 2 ks v kartonu

výr. č. j 50 01 47
výr. č. j 50 01 05

